



## Service de test de la distribution de la chaleur

Assurez-vous que votre stérilisateur fournit des résultats cohérents et précis. Ce service est idéal pour les installations disposant d'équipements de stérilisation STERIS qui nécessitent la validation d'un nouvel équipement ou la vérification de systèmes existants.

Ces tests identifient les écarts de température et les zones de chauffage lent dans la chambre vide afin d'optimiser l'efficacité du cycle, de valider les performances et de garantir un fonctionnement fiable.

### Offres d'équipements STERIS compatibles :

- Stérilisateur de petite et moyenne taille AMSCO™
- Stérilisateur en vrac AMSCO™
- Stérilisateur Finn-Aqua™

### Ce service comprend



**PROTOCOLE  
APPROUVÉ**



**ÉTALONNAGE  
ENTIÈREMENT TRAÇABLE**



**EXÉCUTION DU  
PROTOCOLE**



**RAPPORT  
FINAL**

Sauf indication contraire, tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de STERIS, de ses sociétés affiliées ou de sociétés associées. ©2025 STERIS