

## Pourquoi utiliser un détergent acide ?




### Maintien de la finition de surface

Une finition de surface rugueuse est susceptible de présenter un risque de corrosion, de fixation de bactéries et de formation de biofilms sur les composants de l'équipement et de la plomberie associée.



### Améliorer la nettoyabilité

La rouille empêche l'agent de nettoyage d'entrer en contact avec les résidus ou les souillures sous-jacents, ce qui rend les surfaces plus difficiles à nettoyer.



### Prévenir les excursions microbiennes

Un mauvais régime de nettoyage peut entraîner la formation d'un biofilm multi-espèces :

*Ralstonia pickettii*

*Pseudomonas fluorescens*

*Bacille non revivifiable*

*Burkholderia cepacia*



### Éviter la contamination du produit

La présence de rouille ou la contamination bactérienne liée à la présence de rouille peut avoir un impact sur la production du produit ou éventuellement l'altérer.

Sauf indication contraire, tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de STERIS, de ses sociétés affiliées ou de sociétés associées. ©2025 STERIS