



Service d'inspection des performances

Améliorez les performances et prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à une inspection de performances complète de STERIS.

Ce service comprend :

- Inspections alignées au niveau du fabricant
- Stratégies de maintenance personnalisées
- Un rapport complet avec des recommandations personnalisées



Votre technicien de service sur site inspectera :

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| • Installation des composants | • Joints et valves | • Vérification des entrées/sorties |
| • Intégrité des composants | • Raccordements électriques | • Fonctionnement de l'imprimante |
| • Fonctionnalité des composants | • Raccordements de tuyauterie | • Enregistrements récents du cycle |
| • Fuites de composants et de plomberie | • Fonctionnalité d'arrêt d'urgence (le cas échéant) | |

Sauf indication contraire, tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de STERIS, de ses sociétés affiliées ou de sociétés associées. ©2025 STERIS