



Service de numérisation des accessoires de lavage personnalisés

Maximisez l'efficacité du lavage avec une numérisation de précision

Accessoires sur mesure, performance fiable

Améliorez l'efficacité, réduisez les délais et simplifiez les opérations grâce à des modèles d'accessoires de lavage précis. L'équipe de numérisation sur site de STERIS offre un service unique en collaborant avec votre établissement pour concevoir des accessoires de lavage personnalisés adaptés à vos pièces et équipements spécifiques, garantissant des cycles de lavage précis et efficaces.



Comment ça marche

Notre approche globale commence par une collecte approfondie de données 3D sur site de vos pièces et équipements. Cela permet de déterminer les options d'accessoire appropriées, les propositions détaillées et la conception de votre accessoire de lavage. Nous validons chaque aspect grâce à des tests rigoureux et à une documentation conforme, garantissant un résultat sur mesure qui répond à vos besoins uniques en matière de lavage.



1. Collecte de données 3D

L'équipe de service de numérisation STERIS se rend dans votre établissement pour collecter et enregistrer les mesures.



2. Evaluation

Après avoir collecté les données, nous déterminons les options appropriées, en ajustant la conception de votre accessoire à vos besoins spécifiques.



3. Proposition

Après le processus d'évaluation, notre équipe vous fournira une proposition détaillée ainsi que le prix pour l'accessoire de lavage personnalisé. Nous pouvons également effectuer une analyse de la dispersion du flux de la mécanique des fluides numérique (MFN) sur demande ou si notre équipe d'ingénierie le juge nécessaire.



4. Conception

Une fois que vous aurez approuvé la proposition, la commande sera envoyée à notre centre de conception et de fabrication, où notre équipe concevra votre accessoire. Nous vous enverrons ensuite un kit pour approbation avant le début de la production.



5. Validation

Après avoir approuvé la conception finale de l'accessoire et sa mise en production, nous vous fournissons une documentation conforme aux BPF et vous offrons la possibilité de soumettre vos pièces à un test de couverture approfondi et une validation de nettoyage en utilisant votre salissure spécifique, le cas échéant.

L'équipe des services de numérisation de STERIS s'occupe de tous les aspects de la collecte de données et de la conception des accessoires dans votre établissement. Nous mesurons avec précision chaque pièce souhaitée de votre équipement et concevons des accessoires personnalisés qui les accueillent et les soutiennent en toute sécurité, améliorant ainsi l'efficacité de vos opérations.



Avantages	Fonctionnalité d'entretien
Efficacité améliorée	Un accessoire personnalisé garantit que toutes vos pièces sont correctement chargées et lavées à chaque fois. Cela réduit non seulement les délais, mais améliore également les opérations de votre établissement en optimisant le processus de nettoyage.
Gain de temps	Ce service simplifie la collecte de données des pièces et équipements uniques, éliminant ainsi le besoin de recueillir ces informations vous-même.
Précision garantie	Notre technologie de numérisation fournit des mesures précises de chaque pièce, optimisant les cycles de lavage, améliorant les performances de lavage et prolongeant la durée de vie de l'équipement.
Coûts réduits	Cette démarche des accessoires de lavage personnalisés assure une couverture complète de vos pièces et équipements, améliorant l'efficacité du nettoyage tout en minimisant les écarts et les coûts d'exploitation dans vos cycles de lavage.
Validation simplifiée	Nos accessoires de lavage personnalisés sont livrés avec une documentation complète pour soutenir les efforts de conformité.

