



## Services de test de qualité de la vapeur

Assurez-vous que la qualité de la vapeur de votre équipement de stérilisation est conforme aux normes internationales.

Ce service est effectué sur une durée d'un à trois jours et mesure trois qualités distinctes :



### 1 | SÉCHAGE À LA VAPEUR

Évalue la teneur en humidité de la vapeur pour garantir des conditions de stérilisation adéquates



### 2 | SURCHAUFFE

Évalue les niveaux de température de la vapeur pour maintenir des performances optimales



### 3 | GAZ NON CONDENSABLE

Identifie les gaz indésirables qui pourraient compromettre l'efficacité

Tous les tests sont réalisés conformément aux directives internationales. À l'issue des tests, vous recevrez un rapport complet détaillant les résultats et la vérification de la conformité de la qualité de la vapeur. Ce service doit être effectué chaque année.

Sauf indication contraire, tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de STERIS, de ses sociétés affiliées ou de sociétés associées. ©2025 STERIS