



Service d'étalonnage traçable NIST

Maintenez les performances de votre équipement grâce à ce service entièrement traçable.

L'étalonnage est une partie essentielle de la maintenance de l'équipement. STERIS propose des procédures d'étalonnage qui répondent aux besoins spécifiques de votre équipement tout au long de son cycle de vie.

Réalisés par des techniciens sur le terrain spécialement formés, ces tests sont entièrement traçables aux normes internationales et détaillés dans un rapport complet conservé par STERIS pendant au moins trois ans.



NIST
National Institute of
Standards and Technology



Les points d'étalonnage et de vérification sont déterminés par STERIS, le fabricant ou vos SOP. Nous apporterons les ajustements nécessaires aux conditions « hors tolérance » que nous pourrions trouver et inclurons les résultats dans votre rapport final.

**Après chaque étalonnage, votre technicien STERIS examinera le rapport avec vous.
Chaque rapport comprend :**



UNE LISTE DÉTAILLÉE

des relevés « Tel que trouvé » et « Corrigé »



PAGE DE TOLÉRANCE ET PAGE DE SIGNATURE

y compris une liste des normes, procédures, températures, pressions, commentaires et signatures de vous et de votre technicien STERIS



DES CERTIFICATS D'ÉTALONNAGE

pour chaque instrument utilisé dans l'étalonnage

Votre équipement sera également étiqueté pour attester de la conformité aux normes cGMP.



Offres d'équipements STERIS compatibles :

- Stérilisateur à vapeur
- Laveurs-désinfecteurs et sécheurs de laboratoire et BPF
- Systèmes de bio-décontamination et de stérilisation à basse température VHP

Sauf indication contraire, tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de STERIS, de ses sociétés affiliées ou de sociétés associées. ©2025 STERIS